

**製品名: PHLDA1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe02435**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:50-1:200
分子量	Calculated MW: 45 kDa; Observed MW: 45 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	PHLDA1
別名	PQ-rich protein; PQR protein; Proline- and histidine-rich protein; T-cell death-associated gene 51 protein
遺伝子 ID	22822
SwissProt ID	Q8WV24
免疫原	ヒト PHLDA1 の合成ペプチド

**背景**

アポトーシスの調節に関与しているようです。

## 研究分野

細胞生物学

## 画像データ

PHLDA1 抗体を使用した A375 溶解物中の PHLDA1 のウエスタンブロット分析。

