

製品名: スーパーオキシドディスムターゼ 1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号:** AMRe02651

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 16 kDa; Observed MW: 16 kDa

抗原情報

遺伝子名	SOD1
別名	SOD1; Superoxide dismutase [Cu-Zn]; Superoxide dismutase 1; hSod1
遺伝子 ID	6647
SwissProt ID	P00441
免疫原	ヒトスーパーオキシドディスムターゼ 1 の組み換えタンパク質

背景


SOD1 (Cu/Zn スーパーオキシドディスムターゼ) は、スーパーオキシドアニオンを過酸化水素と分子状酸素に変換する主要な抗酸化

酵素です。変異 SOD1 が ALS で観察される神経変性を誘発するメカニズムは未だ解明されていません。変異 SOD1 タンパク質はミスフォールドを起こし、結果として高分子へとオリゴマー化して凝集し、最終的にタンパク質封入体を形成します。

研究分野

シグナル伝達

画像データ



スーパーオキシドディスムターゼ 1 抗体を使用した K562、Hela 溶解物中のスーパーオキシドディスムターゼ 1 のウェスタン ブロット分析。