

製品名: RASGRP1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02827**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 90 kDa; Observed MW: 90 kDa

抗原情報

遺伝子名	RASGRP1
別名	V; RASGRP; hRasGRP1; CALDAG-GEFI; CALDAG-GEFII
遺伝子 ID	10125
SwissProt ID	O95267
免疫原	ヒト Rasgrp1 の合成ペプチド

背景


カルシウムおよびジアシルグリセロール (DAG) によって調節されるヌクレオチド交換因子として機能し、結合した GDP を GTP と交

換することで Ras を特異的に活性化します。

研究分野

神経科学

画像データ



RASGRP1 抗体を使用した A549、HL-60、U251 溶解物中の Rasgrp1 のウエスタンブロット分析。