

製品名: ポラウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02917**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 61 kDa; Observed MW: 61 kDa

抗原情報

遺伝子名	BORA
別名	C13orf34
遺伝子 ID	79866
SwissProt ID	Q6PGQ7
免疫原	ヒトボラの組み換えタンパク質


背景

有糸分裂の開始時に AURKA を活性化するために必要です。

研究分野

細胞生物学

画像データ



Bora 抗体を使用した HL-60、C6 溶解物中の Bora のウェスタン プロット分析。