

製品名: CD229 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe02933**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル抗体
形態	液体
濃度	0.18mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 72 kDa; Observed MW: 72 kDa

抗原情報

遺伝子名	LY9
別名	hly9; mLY9; CD229; SLAMF3
遺伝子 ID	4063
SwissProt ID	Q9HBG7
免疫原	ヒト CD229 の組み換えタンパク質


背景

シグナル伝達リンパ球活性化分子 (SLAM) ファミリーの自己リガンド受容体。

研究分野

-

画像データ



CD229 抗体を使用した HeLa、A549、HL-60、U251 溶解物中の CD229 のウエスタンブロット分析。