

製品名: HDLBP ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe03021**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 141 kDa; Observed MW: 141 kDa

抗原情報

遺伝子名	HDLBP
別名	HBP; VGL; PRO2900
遺伝子 ID	3069
SwissProt ID	Q00341
免疫原	ヒト HDLBP の合成ペプチド


背景

細胞ステロール代謝に役割を果たしていると思われます。

研究分野

心血管系

画像データ



HDLBP 抗体を使用した、Hela、A549、HL-60、U251、U87-MG 溶解物中の HDLBP のウエスタンブロット分析。