

**製品名: LLGL1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe03069**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 115 kDa; Observed MW: 115 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	LLGL1
別名	DLG4; HUGL; LLGL; Lgl1; Mgl1; HUGL1; HUGL-1
遺伝子 ID	3996
SwissProt ID	Q15334
免疫原	ヒト LLGL1 の組み換えタンパク質


**背景**

細胞極性と上皮の完全性の維持に関与する複合体中に存在する皮質細胞骨格タンパク質。

## 研究分野

神経科学

## 画像データ



LLGL1 抗体を使用した A549、U2OS 溶解物中の LLGL1 のウエスタン ブロット分析。