

**製品名: YTHDF1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe03818**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間、ハムスター
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 61 kDa; Observed MW: 61 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	Ythdf1
別名	C20orf21; DF1
遺伝子 ID	228994.0
SwissProt ID	P59326
免疫原	マウス YTHDF1 の組み換えタンパク質


**背景**

N6-メチルアデノシン (m6A) を含む mRNA を特異的に認識して結合し、それらの安定性を調節します。

## 研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

## 画像データ



YTHDF1 抗体を使用した HeLa、CHO-K1、Ramos 溶解物中の YTHDF1 のウエスタンブロット分析。