

**製品名: INTS10 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe03965**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質を含む液体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW:82 kDa;Observed MW: 82 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	INTS10
別名	integrator complex subunit 10; INT10; C8orf35
遺伝子 ID	55174
SwissProt ID	Q9NVR2
免疫原	ヒト INTS10 の合成ペプチド

**背景**

インテグレーター (INT) 複合体の構成要素。この複合体は、核内小分子 RNA (snRNA) U1 および U2 の転写と、それらの 3' ボックス

依存性処理に関与します。

## 研究分野

-

## 画像データ

INTS10 抗体を使用した HeLa、Jurkat 溶解物中の INTS10 のウェスタン ブロット分析。

