

**製品名: CD53 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe04003**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,FC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1.76mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質を含む液体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,FC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW:24 kDa;Observed MW: 35-55kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CD53
別名	CD53; MOX44; TSPAN25; Leukocyte surface antigen CD53; Cell surface glycoprotein CD53; Tetraspanin-25; Tspan-25; CD53
遺伝子 ID	963
SwissProt ID	P19397
免疫原	ヒト CD53 の合成ペプチド

**背景**

造血細胞の成長調節に関与している可能性がある。

## 研究分野

免疫学

## 画像データ

CD53 抗体を使用した Raji 溶解物中の CD53 のウエスタン ブロット分析。

