

製品名: PKC アルファウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe04143**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW: 77 kDa; Observed MW: 80 kDa

抗原情報

遺伝子名	PRKCA
別名	PRKCA; PKCA; PRKACA; Protein kinase C alpha type; PKC-A; PKC-alpha
遺伝子 ID	5578
SwissProt ID	P17252
免疫原	標的タンパク質に対応する合成ペプチド

背景


PKCαはPKCファミリーのAGCキナーゼです。多くのマイトジェン受容体および受容体の下流に位置する古典的なPKCです。古典

的な PKC は、ホスファチジルセリン、ジアシルグリセロール、およびホルポールエステルによって活性化されるカルシウム依存性酵素です。


研究分野

シグナル伝達

画像データ



PKC アルファ抗体を使用した、K562、C6、3T3、Hela 溶解物中の PKC アルファのウェスタンブロット分析。



PKC アルファ抗体を使用したパラフィン包埋ヒト大腸癌の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。