

製品名: AGL (5T19) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe06676**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	ウサギ IgG（リン酸緩衝生理食塩水、pH 7.4、150mM NaCl、0.02%新型保存料 N、50%グリセロール含有）。短期保存は+4°C、長期保存は-20°Cで保存してください。凍結融解サイクルは避けてください。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:2000,ICC/IF 1:100-1:200,FC 1:50-1:100
分子量	175kDa

抗原情報

遺伝子名	AGL
別名	AGL; C77197; GDE; Glycogen debrancher;
遺伝子 ID	178.0
SwissProt ID	P35573
免疫原	ヒト AGL の合成ペプチド


背景

グリコーゲン分解において、1,4- α -D-グルカン 4- α -D-グリコシルトランスフェラーゼおよびアミロ-1,6-グルコシダーゼとして作用する多機能酵素。グリコーゲン分解において、1,4- α -D-グルカン 4- α -D-グリコシルトランスフェラーゼおよびアミロ-1,6-グルコシダーゼとして作用する多機能酵素。

研究分野

-

画像データ



K562 細胞溶解物中の AGL 発現のウェスタン ブロット分析。