

製品名: AMPK アルファ (14Y14) ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe06840

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% 新タイプ防腐剤 N、および 0.05% 保護タンパク質で供給されます。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IP 1:20-1:50
分子量	64,62kDa

抗原情報


遺伝子名	PRKAA2
別名	
遺伝子 ID	5563.0
SwissProt ID	P54646
免疫原	ヒト AMPK α 2 の組み換えタンパク質

背景

研究分野

神経科学

画像データ



AMPK アルファ 1/2 抗体 (1:500 希釈) を使用した Jurkat 細胞溶解物中の AMPK アルファ 1/2 のウェスタン ブロット検出。