

製品名: CD81 (1803) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe08464**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	IHC, ICC/IF, FC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% 新タイプ防腐剤 N、および 0.05% 保護タンパク質で供給されます。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:200-1:1000, ICC/IF 1:100-1:200, FC 1:200-1:500
分子量	26kDa

抗原情報

遺伝子名	CD81
別名	
遺伝子 ID	975.0
SwissProt ID	P60033
免疫原	ヒト CD81 の組み換えタンパク質


背景

-

研究分野

タグとセルマーカー

画像データ



CD81 抗体 (1:1000 希釈) を用いた C2C12、3T3、MCF-7 細胞溶解物中の CD81 のウエスタンブロット検出。