

**製品名: CD83 (7K14) ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe08468**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,ICC/IF,FC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	ウサギ IgG（リン酸緩衝生理食塩水、pH 7.4、150mM NaCl、0.02% 新型保存料 N、50% グリセロール含有）。短期保存は+4°C、長期保存は-20°Cで保存してください。凍結融解サイクルは避けてください。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000, ICC/IF 1:20-1:50, FC 1:20-1:50
分子量	23kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CD83
別名	BL11 PEN; CD83; HB15; hCD83;
遺伝子 ID	9308.0
SwissProt ID	Q01151
免疫原	ヒト CD83 の組み換えタンパク質


**背景**

抗原提示やリンパ球活性化後の細胞間相互作用において重要な役割を果たす可能性があります。抗原提示やリンパ球活性化後の細胞間相互作用において重要な役割を果たす可能性があります。

## 研究分野

-

## 画像データ



MOLT4 細胞溶解物中の CD83 発現のウェスタン ブロット分析。