

製品名: サイトケラチン 14 (12Q6) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe09724**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,FC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	リン酸緩衝生理食塩水中のウサギ IgG、pH 7.4、150mM NaCl、0.02%の新タイプ防腐剤 N および 50%グリセロール。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:2000-1:20000,IHC 1:200-1:500,ICC/IF 1:100-1:500,FC 1:50-1:100
分子量	52 kDa

抗原情報

遺伝子名	KRT14
別名	
遺伝子 ID	3861.0
SwissProt ID	P02533
免疫原	ヒトサイトケラチン 14 の合成ペプチド


背景

-

研究分野

シグナル伝達

画像データ



サイトケラチン 14 抗体を使用したマウス皮膚溶解物中のサイトケラチン 14 のウエスタンプロット分析。