

製品名: デルタサルコグリカン (10R2) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe09908**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP,IF-P
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	ウサギ IgG（リン酸緩衝生理食塩水、pH 7.4、150mM NaCl、0.02% 新型保存料 N、50% グリセロール含有）。短期保存は+4°C、長期保存は-20°Cで保存してください。凍結融解サイクルは避けてください。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:100-1:200,IP 1:10-1:100,IF-P 1:100-1:200
分子量	32kDa

抗原情報

遺伝子名	SGCD
別名	35DAG; CMD1L; DAGD; Delta-sarcoglycan; LGMD2F; SG delta; SGCD; SGCDP;
遺伝子 ID	6444.0
SwissProt ID	Q92629
免疫原	ヒトデルタサルコグリカンの合成ペプチド


背景

ジストロフィン-糖タンパク質複合体のサブ複合体であるサルコグリカン複合体の成分であり、F-アクチン細胞骨格と細胞外マトリックスとの結合を形成します。 ジストロフィン-糖タンパク質複合体のサブ複合体であるサルコグリカン複合体の成分であり、F-アクチン細胞骨格と細胞外マトリックスとの結合を形成します。

研究分野

-

画像データ



ヒト胎児心臓溶解物中のデルタサルコグリカン発現のウェスタンブロット分析。