

製品名: IKK アルファ/ベータ (10K2) ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe12472

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	リン酸緩衝生理食塩水中のウサギ IgG、pH 7.4、150mM NaCl、0.02%の新タイプ防腐剤 N および 50%グリセロール。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,IP 1:20-1:50
分子量	85 kDa

抗原情報

遺伝子名	CHUK/IKBKB
別名	
遺伝子 ID	1147/3551
SwissProt ID	O15111/O14920
免疫原	ヒト IKK α / β の組み換えタンパク質

背景

研究分野

シグナル伝達

画像データ

IKK α/β 抗体を使用した 293T 溶解物中の IKK α/β のウェスタン ブロット分析。

