

製品名: LGALS3BP (7X1) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe13287**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% 新タイプ防腐剤 N、および 0.05% 保護タンパク質で供給されます。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,FC 1:50-1:100
分子量	65kDa

抗原情報

遺伝子名	LGALS3BP
別名	
遺伝子 ID	3959.0
SwissProt ID	Q08380
免疫原	ヒト LGALS3BP の組み換えタンパク質


背景

-

研究分野

癌

画像データ



LGALS3BP 抗体 (1:1000 希釈) を使用した HT1080、HepG2、A549 細胞溶解物中の LGALS3BP のウエスタンブロット検出。