

製品名: P4HB (15Y14) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe15635**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.37mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン (pH 7.4)、0.15M NaCl、40% グリセロール、0.01% 新タイプ防腐剤 N、および 0.05% 保護タンパク質で供給されます。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:200-1:1000,ICC/IF 1:100-1:500,FC 1:100-1:1000
分子量	57kDa

抗原情報

遺伝子名	P4HB
別名	
遺伝子 ID	5034.0
SwissProt ID	P07237
免疫原	ヒト P4HB の合成ペプチド


背景

-

研究分野

タグとセルマーカー

画像データ



P4HB 抗体 (1:1000 希釈) を使用した HCT116、HeLa、HepG2、Jurkat、MCF-7 細胞溶解物中の P4HB のウエスタンブロット検出。