

製品名: MLKL ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe83772**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.49mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200
分子量	54 kDa

抗原情報

遺伝子名	MLKL
別名	Mixed lineage kinase domain-like protein; hMLKL; ;MLKL
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q8NB16
免疫原	ヒト MLKL 由来の合成ペプチド

背景


プログラム細胞死のプロセスである TNF 誘発性ネクロプトーシスにおいて重要な役割を果たす擬似キナーゼ。RIPK3 によるリン酸化

に続いて活性化され、ホモ三量体化、細胞膜への局在化、およびカルシウム流入と細胞膜損傷を特徴とするプログラム壊死の実行を引き起こします。


研究分野

-


画像データ




すべてのレーンでは、抗体を 1:2K 希釈で室温で 1 時間使用します。



すべてのレーンでは、抗体を 1:1K に希釈して室温で 1 時間使用します。



HUVEC 細胞溶解物における MLKL 発現のウェスタン ブロット分析。



MLKL 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト結腸の免疫組織化学分析。