

**製品名: ダイニン中間鎖 1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe83991**

研究使用のみ

**概要**

|        |  |
|--------|--|
| 説明     | 組換えウサギモノクローナル抗体  |
| 宿主     | うさぎ  |
| 応用     | WB   |
| 反応性    | ヒト、マウス、ラット   |
| 標識     | 非共役  |
| 修飾     | 未修正  |
| アイソタイプ | IgG  |
| クローン性  | モノクローナル  |
| 形態     | 液体   |
| 濃度     | -  |
| 保存     | アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。        |
| 輸送     | 氷袋   |
| バッファー  | 0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。 |
| 精製     | アフィニティー精製  |

**応用**

|      |                  |
|------|------------------|
| 希釈倍率 | WB 1:1000-1:2000 |
| 分子量  | 79 kDa           |

**抗原情報**

|              |  |
|--------------|--|
| 遺伝子名         | Dynein intermediate chain 1                                    |
| 別名           | DNAI1; ICS; Immotile cilia syndrome 1; ICS1; CILD1; PCD;;DNAI1 |
| 遺伝子 ID       |  |
| SwissProt ID | Q9UI46   |
| 免疫原          | ヒト DNA 由来の合成ペプチド I1  |


**背景**

呼吸繊毛のダイニン複合体の一部。

## 研究分野

-

## 画像データ



マウス精巣溶解物中のダイニン中間鎖 1 発現のウエスタンブロット分析。