

製品名: DAZAP1 ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe84044

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	43 kDa

抗原情報

遺伝子名	DAZAP1
別名	DAZ associated protein 1; Dazap1;;DAZ associated protein 1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q96EP5
免疫原	ヒト DAZ 関連タンパク質 1 から誘導された合成ペプチド


背景

精子形成中に必要となる可能性のある RNA 結合タンパク質。

研究分野

-

画像データ



Jurkat 細胞溶解物中の DAZAP1 発現のウェスタン プロット分析。