

製品名: ヒストン H2B (ホルミル K116) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe84155**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB, ICC
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.61mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
分子量	14 kDa

抗原情報

遺伝子名	Histone H2B(formylK116)
別名	Histone H2B;;Formyl-Histone H2B type 2E (K117)
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q16778
免疫原	K117 のホルミル化部位周辺のヒストン H2B タイプ 2E 由来の合成ペプチド

背景


ヌクレオソームの中核構成要素。ヌクレオソームは DNA をクロマチンに包み込み、DNA を鋳型として利用する細胞機構への DNA の

アクセスを制限します。そのため、ヒストンは転写制御、DNA 修復、DNA 複製、そして染色体の安定性において中心的な役割を果たします。DNA へのアクセスは、ヒストンの複雑な翻訳後修飾（ヒストンコードとも呼ばれます）とヌクレオソームリモデリングによって制御されています。

研究分野


-

画像データ



HeLa 細胞溶解物中のヒストン H2B (ホルミル K116) 発現のウェスタン プロット分析。

すべてのレーンでは、抗体を 1:2k 希釈で室温で 1 時間使用します。



すべてのレーンでは、抗体を 1:2k 希釈で室温で 1 時間使用します。

