

製品名: HES5 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe84266**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.61mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,IP 1:20-1:50
分子量	18 kDa

抗原情報

遺伝子名	HES5
別名	HES 5; Hes5;;HES5
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q5TA89
免疫原	ヒト HES5 由来の合成ペプチド


背景

bHLH タンパク質を転写に必要とする遺伝子の転写抑制因子。神経新生抑制因子として重要な役割を果たす（類似性による）。


研究分野

-


画像データ



すべてのレーンでは、抗体を 1:2K 希釈で室温で 1 時間使用します。



すべてのレーンでは、抗体を 1:2K 希釈で室温で 1 時間使用します。



すべてのレーンでは、抗体を 1:2K 希釈で室温で 1 時間使用します。