

**製品名: エンゲレイルド 1 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe84306**

研究使用のみ

**概要**

|        |  |
|--------|--|
| 説明     | 組換えウサギモノクローナル抗体  |
| 宿主     | うさぎ  |
| 応用     | WB,FC,IP   |
| 反応性    | ヒト、マウス、ラット   |
| 標識     | 非共役  |
| 修飾     | 未修正  |
| アイソタイプ | IgG  |
| クローン性  | モノクローナル  |
| 形態     | 液体   |
| 濃度     | 0.71mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。                      |
| 保存     | アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。        |
| 輸送     | 氷袋   |
| バッファー  | 0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。 |
| 精製     | アフィニティー精製  |

**応用**

|      |   |
|------|---|
| 希釈倍率 | WB 1:1000-1:2000,FC 1:20-1:100,IP 1:20-1:50 |
| 分子量  | Calculated MW: 40 kDa ; Observed MW: 55 kDa |

**抗原情報**

|              |  |
|--------------|--|
| 遺伝子名         | Engrailed 1  |
| 別名           | EN1; Engrailed 1; Engrailed; Hu-En-1; Mo-en.1;;EN1 |
| 遺伝子 ID       |  |
| SwissProt ID | Q05925   |
| 免疫原          | ヒト EN1 由来の合成ペプチド                                   |


**背景**

エンゲレイルドホメオボックスファミリーに属します。


## 研究分野

-

## 画像データ



すべてのレーンでは、抗体を 1:2K 希釈で室温で 1 時間使用します。



293T 細胞溶解物中の Engrailed 1 発現のウェスタン ブロット分析。