

**製品名: COL11A1 ウサギモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMRe84457**

研究使用のみ

## 概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	Calculated MW: 181 kDa ; Observed MW: 150 kDa

## 抗原情報

遺伝子名	COL11A1
別名	COL11A1; COLL6; Collagen alpha 1; collagen XI alpha 1; STL2; STL3;;Collagen XI alpha 1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P12107
免疫原	ヒトコラーゲン XI アルファ 1 由来の合成ペプチド


## 背景

コラーゲン II 原線維の横方向の成長を制御することにより、原線維形成に重要な役割を果たす可能性があります。

## 研究分野

-

## 画像データ



K562 細胞溶解物中の COL11A1 発現のウェスタン ブロット解析。