

製品名: シンタキシン 16 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe84724**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,ICC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:50-1:200,ICC 1:50-1:200
分子量	37 kDa

抗原情報

遺伝子名	Syntaxin16
別名	hsyn16; Stx16; Syn16;;Syntaxin 16
遺伝子 ID	
SwissProt ID	O14662
免疫原	ヒトシンタキシン 16 由来の合成ペプチド


背景

SNARE は後期エンドソームからトランスゴルジネットワークへの小胞輸送に関与します。

研究分野

-

画像データ



HeLa 細胞溶解物中のシンタキシン 16 発現のウェスタン ブロット分析。

すべてのレーンでは、抗体を 1:1K に希釈して室温で 1 時間使用します。

