

**製品名: ARFRP1/ARP ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe84751**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB, ICC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000, ICC 1:50-1:200
分子量	23 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	ARFRP1/ARP
別名	ARFRP1; ARL18; ARP; ARP1;;ARP
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q13795
免疫原	ヒト ARP 由来の合成ペプチド


**背景**

細胞膜関連のシグナル伝達イベントに関与している可能性がある。

## 研究分野

-

## 画像データ



293 細胞溶解物中の ARFRP1 / ARP 発現のウエスタン ブロット解析。