

製品名: リン酸化 PKC デルタ (Ser299) ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号:** AMRe84913

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	リン酸化
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 78 kDa; Observed MW: 78 kDa

抗原情報

遺伝子名	Phospho-PKC delta (Ser299)
別名	Protein kinase C delta type; Tyrosine-protein kinase PRKCD; nPKC-delta
遺伝子 ID	5580.0
SwissProt ID	Q05655
免疫原	ヒト PKC デルタの Ser299 周囲の残基に対応する合成リン酸化ペプチド

背景


プロテインキナーゼ C (PKC) は、カルシウムとセカンドメッセンジャーであるジアシルグリセロールによって活性化される、セリン

およびスレオニン特異的なプロテインキナーゼファミリーです。PKC ファミリーのメンバーは、多様なタンパク質標的をリン酸化しており、多様な細胞シグナル伝達経路に関与することが知られています。


研究分野

アポトーシス、MAPK シグナル伝達経路

画像データ



Phospho-PKC delta (Ser299) 抗体を使用した A549、HL-60 溶解物中の Phospho-PKC delta (Ser299) のウェスタンブロット分析。



PKC デルタ (リン酸化 Ser299) 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト扁桃腺の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。