

製品名: ENDOGL1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85147**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

抗原情報

遺伝子名	ENDOGL1
別名	exo/endonuclease G; ENGL; ENGLA; ENGLB; ENGL-a; ENGL-b; ENDOGL1; ENDOGL2
遺伝子 ID	9941.0
SwissProt ID	Q9Y2C4
免疫原	ヒト ENDOGL1 の合成ペプチド

背景


スーパーコイル DNA に対するニッキング活性、一本鎖 DNA に対する優先活性、および 5'-3' エキソヌクレアーゼ活性を備えたエン

ド/エキソヌクレアーゼ。

研究分野

-

画像データ



ENDOGL1 抗体を使用した K562 溶解物中の ENDOGL1/ENGL のウェスタン ブロット分析。