

製品名: GAD67 ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe85195

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 67 kDa; Observed MW: 67 kDa

抗原情報

遺伝子名	GAD67
別名	Glutamate decarboxylase 1; 67 kDa glutamic acid decarboxylase; GAD 67; GAD1; GAD; GAD67
遺伝子 ID	2571.0
SwissProt ID	Q99259
免疫原	ヒト GAD67 の合成ペプチド


背景

GABA の生成を触媒します。

研究分野

-

画像データ



GAD67 抗体を使用した HeLa 溶解物中の GAD67 のウエスタン ブロット分析。