

**製品名:** ALDH1L1 ウサギモノクローナル抗体

**カタログ番号:** AMRe85269

研究使用のみ

## 概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 99 kDa; Observed MW: 99 kDa

## 抗原情報

遺伝子名	ALDH1L1
別名	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH
遺伝子 ID	10840.0
SwissProt ID	O75891
免疫原	ヒト ALDH1L1 の合成ペプチド


## 背景

肝臓、脾臓、腎臓で高発現しています。

## 研究分野

-

## 画像データ



ALDH1L1 抗体を使用したラット脳 3T3 溶解物中の ALDH1L1 のウエスタン ブロット分析。