

製品名: AVEN ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85330**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 39 kDa; Observed MW: 50 kDa

抗原情報

遺伝子名	AVEN
別名	PDCD12
遺伝子 ID	57099.0
SwissProt ID	Q9NQS1
免疫原	ヒト AVEN の合成ペプチド


背景

Apaf-1 によって媒介されるアポトーシスから保護します。


研究分野

-

画像データ



AVEN 抗体を使用したラット脳、MCF-7、3T3、Hela 溶解物中の AVEN のウエスタンブロット分析。



AVEN 抗体を使用したパラフィン包埋マウス精巣の免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。