

製品名: CARD9 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85377**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 62 kDa; Observed MW: 62 kDa

抗原情報

遺伝子名	CARD9
別名	Caspase recruitment domain-containing protein 9; hCARD9
遺伝子 ID	64170.0
SwissProt ID	Q9H257
免疫原	ヒト CARD9 の合成ペプチド


背景

カスパーゼリクルートドメイン含有タンパク質 9

研究分野

-

画像データ



CARD9 抗体を使用した K562、THP-1 溶解物中の CARD9 のウエスタン プロット分析。