

製品名: Ctip2 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85461**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 96 kDa; Observed MW: 120-130 kDa

抗原情報


遺伝子名	Ctip2
別名	ATL1 alpha; ATL1 beta; ATL1 gamma; ATL1 delta; Bcl11b; BCL11B/TRDC fusion; CTIP2; hRIT1 alpha; hRit1; Rit1
遺伝子 ID	64919.0
SwissProt ID	Q9C0K0
免疫原	ヒト Ctip2 の合成ペプチド

背景

T細胞リンパ腫に關与する腫瘍抑制タンパク質。P53 シグナル伝達経路において機能する可能性がある。胸腺細胞の分化と生存の両方において重要な調節因子である可能性がある。TFCOUP2 非依存的に GC リッチな応答配列に直接結合することにより転写を抑制する。

研究分野

画像データ



Ctip2 抗体を使用した K562、HeLa 溶解物中の Ctip2 のウエスタン ブロット分析。