

製品名: EN1 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85537**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 40 kDa; Observed MW: 50 kDa

抗原情報

遺伝子名	EN1
別名	EN1; Engrailed 1; Engrailed; Hu-En-1; Mo-en.1
遺伝子 ID	2019.0
SwissProt ID	Q05925
免疫原	ヒト EN1/Engrailed 1 の合成ペプチド


背景

エンゲイレッドホメオボックスファミリーに属します。

研究分野

-

画像データ



EN1 抗体を使用したラット脳溶解物中の EN1/Engrailed 1 のウエスタンブロット分析。