

**製品名: ENO3 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe85538**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB, ICC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000, ICC 1:50-1:200
分子量	Calculated MW: 47 kDa; Observed MW: 47 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	ENO3
別名	enolase 3; MSE; GSD13
遺伝子 ID	2027.0
SwissProt ID	P13929
免疫原	ヒト ENO3 の合成ペプチド


**背景**

横紋筋の発達と再生に機能があるようです。


## 研究分野

-

## 画像データ



ENO3 抗体を使用したラット脳、C6、3T3、Hela 溶解物中の ENO3 のウエスタン ブロット分析。



ENO1/ENO2/ENO3 抗体および DAPI (青) を用いた HeLa 中の ENO1/ENO2/ENO3 (緑) の免疫細胞化学分析