

製品名: FTO ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85585**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:100
分子量	Calculated MW: 58 kDa; Observed MW: 58 kDa

抗原情報

遺伝子名	FTO
別名	FTO; KIAA1752; Alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO; Fat mass and obesity-associated protein
遺伝子 ID	79068.0
SwissProt ID	Q9C0B1
免疫原	ヒト FTO の合成ペプチド


背景

アルキル化された DNA および RNA を酸化的脱メチル化によって修復するジオキシゲナーゼ。3-メチルウラシルを含む一本鎖 RNA に対して最も高い活性を示し、次いで 3-メチルチミンを含む一本鎖 DNA に対して高い活性を示す。


研究分野

-

画像データ



FTO 抗体を使用した K562、Hela 溶解物中の FTO のウエスタン プロット分析。



FTO 抗体を使用したパラフィン包埋ヒト乳がんの免疫組織化学分析。抗原賦活化には高圧高温クエン酸ナトリウム pH 6.0 を使用しました。