

製品名: HARS ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85637**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 57 kDa

抗原情報

遺伝子名	HARS
別名	HRS; CMT2W; USH3B
遺伝子 ID	3035.0
SwissProt ID	P12081
免疫原	ヒト HARS の合成ペプチド


背景

細胞質ヒスチジン-tRNA リガーゼ（おそらく）。軸索誘導に役割を果たす。

研究分野

-

画像データ



HARS 抗体を使用した K562、HeLa 溶解物中の HARS のウエスタン プロット分析。