

製品名: MS4A14 ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe85802

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 77 kDa; Observed MW: 77 kDa

抗原情報

遺伝子名	MS4A14
別名	Testis development protein NYD-SP21
遺伝子 ID	84689.0
SwissProt ID	Q96JA4
免疫原	ヒト MS4A14 の組み換えタンパク質


背景

膜貫通 4 ドメインサブファミリー A メンバー 14

研究分野

-

画像データ



MS4A14 抗体を使用した、Jurkat、ラット脳、C6 溶解物中の MS4A14 のウエスタンブロット分析。