

製品名: p73 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe85900**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.05% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:10-1:20
分子量	Calculated MW: 70 kDa; Observed MW: 80,70 kDa

抗原情報

遺伝子名	p73
別名	TP73; P73; Tumor protein p73; p53-like transcription factor; p53-related protein
遺伝子 ID	7161.0
SwissProt ID	O15350
免疫原	ヒト p73 の合成ペプチド

背景


p73 は p53 ファミリーに属するタンパク質です。DNA 損傷に対するアポトーシス応答に関与します。細胞周期依存的にリン酸化さ

れ、CDKによって負に制御されます。過剰産生されると、p53 応答性プロモーターからの転写を活性化し、アポトーシスを誘導します。腫瘍抑制タンパク質である可能性があります。7つの選択的スプライシングアイソフォームが報告されています。

研究分野

アポトーシス

画像データ



p73 抗体を使用した 293 溶解物中の p73 のウエスタン プロット分析。