

製品名: COPS4 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe86193**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.5% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	50 kD

抗原情報

遺伝子名	COPS4
別名	CSN4; COP9 signalosome complex subunit 4; SGN4; Signalosome subunit 4; JAB1-containing signalosome subunit 4;COPS4
遺伝子 ID	51138.0
SwissProt ID	Q9BT78
免疫原	ヒト COPS4 内の配列を含む KLH 結合合成ペプチド。正確な配列は非公開です。


背景

COPS4 に対する組換えウサギモノクローナル抗体

研究分野

-

画像データ



K562 (A) 全細胞溶解物における COPS4 発現のウェスタンブロット解析。(予測バンドサイズ: 46 kD、実測バンドサイズ: 50 kD)