

**製品名: C17orf61 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe86231**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,FC,IP
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000,FC 1:100-1:200,IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW:12 kDa; Observed MW:12 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	C17orf61
別名	C17orf61
遺伝子 ID	254863
SwissProt ID	Q8N2U0
免疫原	ヒト C17orf61 の合成ペプチド


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



C17orf61 ウサギモノクローナル抗体を 1:1000 で使用して、Y-79 細胞抽出物のウエスタンブロット分析を行いました。