

**製品名: HSPA4 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe86297**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IHC,ICC/IF,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:50-1:100,ICC/IF 1:100-1:200,FC 1:100-1:200
分子量	Calculated MW:94 kDa; Observed MW:110 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	HSPA4
別名	RY; APG-2; HSPH2; hsp70; hsp70RY; HEL-S-5a; HS24/P52
遺伝子ID	3308
SwissProt ID	P34932
免疫原	ヒト HSPA4 の合成ペプチド


**背景**

-


## 研究分野

-

## 画像データ



HSPA4 ウサギモノクローナル抗体を 1:1000 で使用した K562 細胞抽出物のウェスタンブロット分析。



AMRe86297 で HSPA4 を標識した HeLa 細胞の免疫蛍光分析。