

**製品名: Pbx3 ウサギモノクローナル抗体****カタログ番号: AMRe86580**

研究使用のみ

**概要**

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000
分子量	Calculated MW:47 kDa; Observed MW:47 kDa

**抗原情報**

遺伝子名	Pbx3
別名	Pre-B-cell leukemia transcription factor 3
遺伝子ID	5090
SwissProt ID	P40426
免疫原	ヒト Pbx3 の合成ペプチド


**背景**

5'-ATCAATCAA-3' 配列に結合する転写活性化因子。

## 研究分野

-

## 画像データ



Pbx3 ウサギモノクローナル抗体を 1:1000 で使用してマウス脳組織抽出物のウェスタンブロット分析を行いました。