

製品名: POC5 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe87034**

研究使用のみ

概要

| | |
|--------|--|
| 説明 | 組換えウサギモノクローナル抗体 |
| 宿主 | うさぎ |
| 応用 | WB |
| 反応性 | 人間 |
| 標識 | 非共役 |
| 修飾 | 未修正 |
| アイソタイプ | IgG |
| クローン性 | モノクローナル |
| 形態 | 液体 |
| 濃度 | - |
| 保存 | アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。 |
| 輸送 | 氷袋 |
| バッファー | 50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。 |
| 精製 | アフィニティー精製 |

応用

| | |
|------|--|
| 希釈倍率 | WB 1:500-1:2000 |
| 分子量 | Calculated MW:63 kDa; Observed MW:70 kDa |

抗原情報

| | |
|--------------|--------------------|
| 遺伝子名 | POC5 |
| 別名 | C5orf37 |
| 遺伝子ID | 134359 |
| SwissProt ID | Q8NA72 |
| 免疫原 | ヒト POC5 の組み換えタンパク質 |


背景

中心小体の遠位半分を組み立てに不可欠であり、中心小体の伸長に必要である。


研究分野

-

画像データ



POC5 ウサギモノクローナル抗体を 1:1000 で使用した HeLa 細胞抽出物のウェスタンブロット分析。



AMRe87034 を 1:1000 で使用した HCT116 細胞抽出物のウエスタン ブロット分析。