

製品名: CD31 ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe87070**

研究使用のみ

概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB,IP
反応性	ねずみ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000, IP 1:20-1:50
分子量	Calculated MW:81 kDa; Observed MW:130 kDa

抗原情報

遺伝子名	CD31
別名	Cd31; Pecam; C85791; PECAM-1
遺伝子ID	18613
SwissProt ID	Q08481
免疫原	マウス CD31 の組み換えタンパク質

背景


ほとんどの炎症状態における白血球の内皮透過性遊走（TEM）に必要な細胞接着分子（類似性による）。Tyr-679はTEMにおいて重

要な役割を果たし、PECAM1 の側方境界リサイクリングコンパートメント (LBRC) への効率的な輸送に必要であり、遊走する白血球の周囲に LBRC 膜が標的となるためにも必須である (類似性による)。

研究分野

-

画像データ



CD31 ウサギモノクローナル抗体を 1:1000 で使用してマウス肺組織抽出物をウェスタンブロット分析しました。