

## 製品名: Cip4 ウサギモノクローナル抗体

カタログ番号: AMRe87308

研究使用のみ

### 概要

説明	組換えウサギモノクローナル抗体
宿主	うさぎ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	-
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。
精製	アフィニティー精製

### 応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:5000
分子量	Calculated MW:68 kDa; Observed MW:80 kDa

### 抗原情報

遺伝子名	Cip4
別名	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10
遺伝子 ID	9322
SwissProt ID	Q15642
免疫原	ヒト Cip4 の合成ペプチド


### 背景

インスリンシグナル伝達にตอบสนองして GLUT4 が細胞膜へ移行するために必要である（類似性による）。エンドサイトーシス中のアクチ


ン細胞骨格の再構成と膜管状構造の調整に必要である。ホスファチジルイノシトール 4,5-ビスリン酸やホスファチジルセリンなどの脂質に結合し、膜陥入および管状構造の形成を促進する。また、WASL/N-WASP をリクルートすることで CDC42 誘導性アクチン重合を促進し、Arp2/3 複合体を活性化する。アクチン重合は膜管の分裂を促進し、エンドサイトーシス小胞を形成する可能性がある。単球由来細胞に特有のアクチンに富む接着構造であるポドソームの形成に必要である。FASLG/FASL のリソソーム保持に必要である可能性がある。

## 研究分野

## 画像データ



Cip4 抗体 (1:1000 希釈) を使用した K562、C6、3T3、Hela 細胞溶解物中の Cip4 のウェスタンプロット検出。



AMRe87308 を 1:1000 で使用して HepG2 細胞抽出物をウェスタンプロット分析しました。