

製品名: Sca1/Ly6A/E ウサギモノクローナル抗体**カタログ番号: AMRe87405**

研究使用のみ

概要

| | |
|--------|--|
| 説明 | 組換えウサギモノクローナル抗体 |
| 宿主 | うさぎ |
| 応用 | WB,IHC |
| 反応性 | ねずみ |
| 標識 | 非共役 |
| 修飾 | 未修正 |
| アイソタイプ | IgG |
| クローン性 | モノクローナル |
| 形態 | 液体 |
| 濃度 | 0.5mg/ml。本製品の濃度はロットによって異なる場合があります。 |
| 保存 | アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。 |
| 輸送 | 氷袋 |
| バッファー | 50mM トリスグリシン（pH 7.4）、0.15M NaCl、40%グリセロール、0.01%アジ化ナトリウム、0.05%保護タンパク質を含む溶液で提供されます。受領日から12ヶ月間安定です。 |
| 精製 | アフィニティー精製 |

応用

| | |
|------|--|
| 希釈倍率 | WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:1000 |
| 分子量 | Calculated MW:14 kDa; Observed MW:18 kDa |

抗原情報

| | |
|--------------|---|
| 遺伝子名 | Sca1/Ly6A/E |
| 別名 | TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1 |
| 遺伝子 ID | 110454 |
| SwissProt ID | P05533 |
| 免疫原 | マウス Sca1/Ly6A/E の組み換えタンパク質 |


背景

T細胞の活性化

研究分野

-

画像データ



db12583 を 1:1000 で使用してマウス肺組織抽出物のウエスタンブロット分析。